

DO2R7

RISQUES INTERMÉDIAIRES - CAT II LABO : LEITAT 0162
EN ISO 21420:2020 – EN388 : 2016 + A1 2018



EN 388 : 2016
+A1 : 2018



3124X

EN 388:2016+A1:2018

ABRASION :	3/4
COUPURE :	1/5
DÉCHIRURE :	2/4
PERFORATION :	4/4
ISO13997 :	X/F

BARRETTE DE
RENFORT

GANT DOCKER PAUME CROÛTE DE BOVIN
RENFORT CROÛTE PAUME
DOS TOILE AVEC BARRETTE DE RENFORT
MANCHETTE TOILE FORTE 7 cm

Taille : 9 et 10

Sachet : 10 paires



100 paires

Longueur : 27 cm (T10)

RENFORT
CROÛTE PAUME

MANCHETTE :
TOILE FORTE 7 cm

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, de trou, de déchirure ou d'usure anormale,
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, car les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais CE de type.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

- Ce gant est destiné à la manipulation de pièces sèches et humides,
- Milieux industriels, BTP et collectivités.

INNOCUITÉ, CONFORT :

- Dextérité niveau 5,
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations).

STOCKAGE ET ENTRETIEN :

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière,
- Pas d'entretien particulier,
- L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

NT PRO SAS

5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR
Mail: contact@nt-pro.com

Siret : 815378682 00018

N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682



www.nt-pro.com – Tél. : +33 (0)3 89 73 50 63

